


## WT9065 Thermomtre et hygromtre



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Le compteur de température et d'humidité WT9065 est petit et portable, avec une stabilité de performance sûre et fiable, une faible consommation d'énergie et une haute précision. L'appareil est conçu pour la mesure de la fabrication, du laboratoire, de la logistique, de l'alimentation et de l'hygiène, de l'ingénierie de la climatisation et de la protection de l'environnement.

Conservation des données

Valeur maximale / minimale / différence

Arrêt manuel / automatique

Retroéclairage LCD

Fonction mémoire en cas de panne de courant

Sélection de l'unité de température

### Specifications

## Specifications

<b>Product Code</b>	XE-4009-001
<b>Model</b>	WT9065
<b>Type</b>	Temperature & Humidity Meter
<b>Accuracy</b>	+/- 1°C / +/- 4% RH
<b>Resolution</b>	0.1°C (0.1°F) / 0.1% RH
<b>Battery</b>	3 x 1.5v AAA
<b>Dimensions</b>	144mm x 54mm x 32mm
<b>Humidity range</b>	5-98% RH
<b>Temperature Range</b>	-10°C to 50°C (14°F to 122°F)
<b>Weight</b>	106.1g