


WT9065 Thermomtre et hygromtre



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Le thermomètre et hygromètre WT9065 est petit et portable, avec une stabilité de performance sûre et fiable, une faible consommation d'énergie et une haute précision. L'appareil est conçu pour la mesure de la fabrication, du laboratoire, de la logistique, de l'alimentation et de l'hygiène, de l'ingénierie de la climatisation et de la protection de l'environnement.

Conservation des données

Valeur maximale / minimale / différence

Arrêt manuel / automatique

Retroéclairage LCD

Fonction mémoire en cas de panne de courant

Sélection de l'unité de température

Specifications

Specifications

Product Code	XE-4009-001
Model	WT9065
Type	Temperature & Humidity Meter
Accuracy	+/- 1°C / +/- 4% RH
Resolution	0.1°C (0.1°F) / 0.1% RH
Battery	3 x 1.5v AAA
Dimensions	144mm x 54mm x 32mm
Humidity range	5-98% RH
Temperature Range	-10°C to 50°C (14°F to 122°F)
Weight	106.1g