


## Fil de thermocouple boucl rtractable de type T (IEC)



XE-7033-001  
**TYPE-T**  
(IEC)



XE-7033-001  
**TYPE-T** (IEC)



XE-7033-001  
**TYPE-T** (IEC)

Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Disponible en type T

Code couleur CEI

2 metres de longueur lorsqu'il est complètement déployé

Terminé par une prise miniature montée

Extérieur en polyuréthane

## Specifications

<b>Product Code</b>	XE-7033-001
<b>Cable Length</b>	2M fully extended
<b>Cable Type</b>	Polyurethane outer
<b>Connector Type</b>	Thermocouple Plug
<b>Connector Size</b>	Miniature
<b>Colour</b>	Brown
<b>Standards Met</b>	Colour code (cores & jacket) to IEC-584-3
<b>Thermocouple Type</b>	T
<b>Termination Type</b>	Miniature Thermocouple Plug